



qUAntify Plus Control

Levels 1 and 2

REF 995 Bilevel 10 x 12 mL
995X Bilevel MiniPak 2 x 12 mL



EXP 2025-06-27

LOT 1002500 Level 1 1002501
Level 2 1002502

INSERT UPDATE*
2024-06-02

Neufassung der Packungsbeilage* // Mise à jour de la notice* // Aggiornamento dell'inserto* // Actualización del prospecto* //
Atualização do folheto informativo* // Uppdatering av bipacksedel* // Opdatering af indlægsseddel* // インサート改訂版*

MICROSCOPIC ANALYSIS

Микроскопическое исследование

Analyte	Manufacturer/Производитель	Ед.изм.	Уровень 1 – 1002501	Уровень 2 – 1002501	Units	Level 1 – 1002501	Level 2 – 102502
Эритроциты (RBC)							
Sysmex UF-4000/UF-5000		кп/мкл	0 - 1	103 - 204	Cells/ μ L	0 - 1	103 - 204
Лейкоциты (WBC)							
Sysmex UF-4000/UF-5000		кп/мкл	0 - 1	15 - 39	Cells/ μ L	0 - 1	15 - 39
Эпителиальные клетки							
Sysmex UF-4000/UF-5000		кп/мкл	0 - 1	0 - 1	Cells/ μ L	0 - 1	0 - 1
Кристаллы							
Sysmex UF-4000/UF-5000		ед/мкл	0 - 1	0 - 1	Units/ μ L	0 - 1	0 - 1

ENGLISH

- (1) Test kit/instrument is not available in the USA.
- (2) Colors produced by the Urobilinogen and/or Bilirubin test pads may not be characteristic of those shown on the manufacturer’s color chart or label. Intensity of color may be correlated to concentration.
- (3) lpf = low power field. hpf = high power field.
- (4) Crystals may appear atypical in size and shape.

DEUTSCH

- (1) Test-Kit/Gerät in den USA nicht erhältlich.
- (2) Die im Urobilinogen- und/oder Bilirubin-Testfeld erzeugten Farben sind möglicherweise nicht charakteristisch für die in der Farbtabelle des Herstellers oder auf dem Etikett gezeigten Farben. Die Farbintensität korreliert möglicherweise mit der Konzentration.
- (3) lpf = schwache Vergrößerung im Mikroskop (E: low power field). hpf = starke Vergrößerung im Mikroskop (E: high power field).
- (4) Die Kristalle können eine atypische Größe und Form aufweisen.

FRANÇAIS

- (1) Le kit d’analyse/l’appareil n’est pas disponible aux Etats-Unis.
- (2) Les couleurs produites par les bandelettes de test de l’urobilinogène et/ou de la bilirubine peuvent ne pas être caractéristiques de celles indiquées sur l’échelle des couleurs ou l’étiquette du fabricant. L’intensité de la couleur peut être corrélée à la concentration.
- (3) lpf = champ de faible puissance. hpf = champ de haute puissance.
- (4) La taille et la forme des cristaux peuvent paraître atypiques.

ITALIANO

- (1) Kit/strumento non disponibile negli Stati Uniti.
- (2) I colori prodotti dalle aree di reazione dell’urobilinogeno e/o della bilirubina potrebbero non corrispondere a quelli presentati sulla scheda o sull’etichetta dei colori del produttore. L’intensità del colore potrebbe essere correlata alla concentrazione.
- (3) lpf = campo di bassa potenza. hpf = campo di alta potenza.
- (4) I cristalli possono presentare dimensioni e forme atipiche.

ESPAÑOL

- (1) Instrumento/Kit de prueba no disponible en Estados Unidos.
- (2) Los colores que genera la almohadilla de la prueba de urobilinógeno y/o bilirubina pueden no ser característicos de los que se muestran en la tabla de colores o etiqueta del fabricante. La intensidad del color puede estar correlacionada con la concentración.
- (3) cpa = campo de poco aumento. cga = campo de gran aumento.
- (4) Los cristales pueden resultar atípicos en tamaño y forma.

PORTUGUÊS

- (1) O dispositivo de teste/instrumento não se encontra disponível nos EUA.
- (2) As cores produzidas pela tira de análise de urobilinogénio e/ou bilirrubina podem não ser características daquelas apresentadas no gráfico de cores ou rótulo do fabricante. A intensidade da cor pode estar correlacionada com a concentração.
- (3) lpf = campo de potência reduzida. hpf = campo de potência elevada.
- (4) Os cristais poderão ter um aspecto atípico em termos de tamanho e forma.

SVENSKA

- (1) Testkittet/-instrumentet är inte tillgängligt i USA.
- (2) Färgerna som uppstår i urobilinogen- och/eller bilirubintestrutorna motsvarar eventuellt inte dem som visas på tillverkarens färgkarta eller etikett. Färgernas intensitet kan vara korrelerad till koncentrationen.
- (3) lpf = low power field; fält med låg förstoring. hpf = high power field; fält med hög förstoring.
- (4) Kristallerna kan se atypiska ut vad gäller storlek och form.

DANSK

- (1) Testkittet/instrumentet er ikke tilgængeligt i USA.
- (2) Farver, der dannes af urobilinogen- og/eller bilirubintestpuderne, er muligvis ikke karakteristiske for de farver, der er vist på producentens farveskema eller -etiket. Farveintensiteten kan være korreleret til koncentrationen.
- (3) lpf = low power field (felt med lav forstørrelse). hpf = high power field (felt med høj forstørrelse).
- (4) Krystaller kan optræde i unormal størrelse og form.

TÜRKÇE

- (1) Test kiti/cihazı şu an için ABD’de mevcut değildir.
- (2) Ürobilinogen ve/veya Bilirubin test pedleri ile üretilen renkler üreticinin renk çizelgesi veya etiketi üzerinde gösterilenlere özgün değildir. Renk yoğunluğu konsantrasyon ile ilişkili olabilir.
- (3) lpf = düşük güç alanı; hpf = yüksek güç alanı.
- (4) Büyüklüğü ve şekli tipik olmayan kristaller görünebilir.

日本語

- (1) 米国ではこの試験キットの販売は行っておりません。
- (2) ウロビリノーゲンおよび／またはビリルビン試験紙の呈色は、試薬メーカーが提供する色調表または色調ラベルに見られる色の特性を示さない場合があります。色の強度は、濃度に比例している場合があります。
- (3) lpf = 低倍率視野。hpf = 高倍率視野。
- (4) 通常見られないサイズと形状の結晶が認められる場合があります。

ENGLISH

- * Refer to the package insert for analyte claims, stability information and glossary.

DEUTSCH

- * Hinweise zu den Analyten, Informationen zur Stabilität und eine Erläuterung entnehmen Sie bitte der Packungsbeilage.

FRANÇAIS

- * Consulter la notice incluse pour obtenir des informations sur les revendications concernant les analytes, sur la stabilité et sur le glossaire.

ITALIANO

- * Consultare l’inserito per i valori dichiarati dell’analita, le informazioni di stabilità ed il glossario.

ESPAÑOL

- * Consulten en el prospecto las garantías sobre los analitos, la información sobre la estabilidad y el glosario.

PORTUGUÊS

- * Consulte o folheto informativo para obter afirmações sobre os analitos, informações sobre estabilidade e um glossário.

SVENSKA

- * Se bipacksedeln för analytspecifikationer, hållbarhet och ordlista.

DANSK

- * Der henvises til indlægssedlen ang. oplysninger om analytter og holdbarhed samt ordliste.

日本語

- * 検査成分 (analyte claim) および安定性についてのデータに関しては、本インサートを参照してください。



Bio-Rad Laboratories
Diagnostics Group

9500 Jeronimo Road • Irvine • California • 92618 ☎ (800) 854-6737 • Telefax (949) 598-1550