



Контрольные материалы для мониторинга и диагностики диабета / исследования гемоглобина

Продукты для контроля качества

Ликвичек Контроль «Диабет»	63
Липочек Контроль «Диабет»	63
Липочек Контроль «Гемоглобин A2»	64
Контроль «Метер Тракс»	64

• Информация о программах EQAS приведена на стр. 21.



Контролируйте качество определения гемоглобина A1C с высокоэффективными контрольными материалами от Bio-Rad

Аттестованные значения HbA1C более чем для 30 методик, включая ВЭЖХ, методы и приборы для иммунохимического анализа и экспресс-анализаторы

Уровни гемоглобина A1C (HbA1C) отражают среднее содержание сахара в крови за продолжительный период времени, и не обладают широким диапазоном изменений, наблюдаемым при случайных анализах на сахар крови. Неконтролируемые должным образом уровни глюкозы определяются повышенными уровнями HbA1C. Нормальные уровни изменяются очень незначительно, обычно уровни HbA1C ниже 7,0% свидетельствуют о хорошем контроле уровня глюкозы крови; при стадии декомпенсации уровни HbA1C достигают 8,0% и выше. Чем выше уровень HbA1C, тем больше риск развития осложнений сахарного диабета.

Использование контрольных материалов от компании Bio-Rad поможет Вашей лаборатории получить достоверные результаты анализа HbA1C. Материалы Liquichek и Lyphochek Diabetes Control/Ликвичек и Липочек контроли «Диабет» – наши многоуровневые контроли, разработанные для проведения контроля качества определения HbA1C и общего гемоглобина, с аттестованными значениями более чем для 30 методик, включая ВЭЖХ, методы иммунохимического анализа и экспресс-анализаторы.

Liquichek Diabetes Control Ликвичек Контроль «Диабет»

Материал в жидкой форме, изготовленный на основе человеческой цельной крови, предназначенный для проведения контроля качества определения уровней гемоглобина в рамках контроля диабета, включая гемоглобин A1C и общий гемоглобин. Доступен в 3 критических уровнях концентрации.



- 3-летний срок годности при температуре от -10°C до -70°C
- 6-месячный срок годности при температуре 2-8°C
- Стабильность вскрытого флакона – 14 дней при температуре 2-8°C
- Повышенный третий уровень для контроля всего линейного диапазона
- Аттестованные значения более чем для 30 методик

Указаны значения для экспресс-анализаторов

Аналиты

Гемоглобин (общий)
Гемоглобин A1C

Требования к специфическим аналитам и стабильности см. в прилагаемой инструкции к доступным на данный момент лотам.

Информация для заказа

**Не все продукты доступны для заказа во всех странах.

Кат. №	Liquichek Diabetes Control Ликвичек Контроль «Диабет»	Кол-во
171	Уровень 1	.6 x 1 мл
172	Уровень 2	.6 x 1 мл
173	Уровень 3	.6 x 1 мл

Lyphocheck Diabetes Control Липочек контроль «Диабет»

Материал, изготовленный на основе человеческой цельной крови, предназначен для исследования фракций гемоглобина, связанных с диабетическими состояниями, включая гемоглобины A1, A1C, F и общий гликозилированный гемоглобин



- Основа: цельная человеческая кровь
- 3-летний срок годности при температуре 2-8°C
- Стабильность после восстановления лиофилизата – 7 дней при температуре 2-8°C
- Обширный перечень аттестованных значений

Указаны значения для экспресс-анализаторов

Аналиты

Гемоглобин A1*
Гемоглобин A1C
Гемоглобин F
Гемоглобин (общий)
Гемоглобин (общий гликированный)*

* Данные по стабильности и концентрации отсутствуют.
Требования к специфическим аналитам и стабильности см. в прилагаемой инструкции к доступным на данный момент лотам.

Информация для заказа

Кат. №	Lyphocheck Diabetes Control Липочек Контроль «Диабет»	Кол-во
740	Двухуровневый (3 флакона для каждого уровня)	6 x 0.5 мл

Lyphochek Hemoglobin A2 Control Липочек Контроль «Гемоглобин А2»

Материал, изготовленный на основе человеческой цельной крови, предназначен для исследования вариантных форм гемоглобина, включая Гемоглобин А2, F и S.

- Основа: цельная человеческая кровь
- Идеален для анализа различных видов гемоглобина
- 2-летний срок годности при температуре 2-8°C
- Стабильность после восстановления лиофилизата – 21 день при температуре 2-8°C для большинства методов



Аналиты

Гемоглобин А2
Гемоглобин F
Гемоглобин S

Требования к специфическим анализам и стабильности см. в прилагаемой инструкции к доступным на данный момент лотам.

Информация для заказа

Кат. №	Lyphochek Hemoglobin A2 Control Липочек Контроль «Гемоглобин А2»	Кол-во
553	Двухуровневый (2 флакона для каждого уровня)	4 x 0.5 мл

Meter Trax Control Контроль «Метер Тракс»

Материал, изготовленный на основе человеческой цельной крови, предназначен для контроля качества анализа глюкозы, гемоглобина и гематокрита на оборудовании для экспресс-диагностики. Может использоваться как часть лабораторной программы оценки компетентности оператора.

- Основа: цельная человеческая кровь
- Стабильность глюкозы и гемоглобина после вскрытия упаковки – 31 день при температуре 2-25°C
- Стабильность показателя гематокрита после вскрытия – 31 день при температуре 2-8°C
- 6-месячный срок годности при температуре 2-8°C



Аналиты

Глюкоза
Гематокрит (HCT)
Гемоглобин (общий)

Требования к специфическим анализам и стабильности см. в прилагаемой инструкции к доступным на данный момент лотам.

Указаны значения для экспресс-анализаторов Abbott i-STAT, HemoCue Hb 201+, Roche Accu-CheK и др.

Информация для заказа

Кат. №	Meter Trax Control Контроль «Метер Тракс»	Кол-во
970	Трехуровневый (2 флакона для каждого уровня)	6 x 2 мл