

## Lyphocheck Coagulation Control Липочек Контроль «Коагуляция»

Аттестованный контрольный материал на основе плазмы человека для мониторинга воспроизводимости рутинных коагулологических тестов. Контроль имеет расширенный срок годности, что позволяет уменьшить расходы.

- 3-летний срок годности при температуре 2-8°C
- Стабильность вскрытого флакона – 48 часов при температуре 2-25°C
- Репрезентативные значения протромбинового времени в секундах и Международное нормализованное отношение (INR, МНО).
- Нормальные и патологические уровни протромбинового времени, активированного частичного тромбопластинового времени, фибриногена, антитромбина III и тромбинового времени



### Аналиты

Активированное частичное  
тромбопластиновое время  
(АЧТВ, АРТТ)  
Антитромбин III (АТ III)  
Фибриноген  
Протромбиновое время (ПТВ, РТ)  
Тромбиновое время (ТВ, ТТ)

Требования к специфическим аналитам и стабильности см. в прилагаемой инструкции к доступным на данный момент лотам.

### Информация для заказа

| Кат. № | Lyphocheck Coagulation Control<br>Липочек Контроль «Коагуляция» | Кол-во    |
|--------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| 744    | Уровень 1 .....                                                 | 12 x 1 мл |
| 745    | Уровень 2 .....                                                 | 12 x 1 мл |
| 746    | Уровень 3 .....                                                 | 12 x 1 мл |

## Lyphocheck Hemostasis Control Липочек Контроль «Гемостаз»

Мультипараметрический контрольный материал для контроля лабораторного мониторинга процессов коагуляции и оценки риска некоторых тромбозов. Присвоенные значения для большинства коагулометров.

- 3-летний срок годности при температуре 2-8°C
- Стабильность вскрытого флакона – 8 часов при температуре 2-25°C (протеин S – при температуре 2-8°C)



### Аналиты

Активированное частичное  
тромбопластиновое  
время (АЧТВ, АРТТ)  
Антитромбин III (АТ III)

Факторы II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII  
Фибриноген  
Плазминоген  
Протеин С (функциональный)

Протеин S (функциональный)  
Протромбиновое время (ПТВ, РТ)  
Тромбиновое время (ТВ, ТТ)

Требования к специфическим аналитам и стабильности см. в прилагаемой инструкции к доступным на данный момент лотам.

### Информация для заказа

| Кат. № | Lyphocheck Hemostasis Control<br>Липочек Контроль «Гемостаз» | Кол-во    |
|--------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 597    | Уровень 1 .....                                              | 12 x 1 мл |
| 598    | Уровень 2 .....                                              | 12 x 1 мл |
| 599    | Уровень 3 .....                                              | 12 x 1 мл |

## Liquichek D-dimer Control Ликвичек Контроль «D-Димер»

Четырехуровневый контрольный материал, изготовленный на основе человеческой плазмы, для контроля качества определения концентрации D-димера на большинстве автоматизированных коагулометрах, биохимических и иммунохимических анализаторах.

- 3-летний срок годности при температуре от -20°C до -70°C
- Жидкая форма на основе плазмы человека
- Стабильность вскрытого флакона – 15 дней при температуре 2-8°C

Указаны значения для экспресс-анализаторов



### Аналиты

#### D-Димер

Требования к специфическим анализам и стабильности см. в прилагаемой инструкции к доступным на данный момент лотам.

### Широко распространенные приборы для определения концентрации D-Димера

| Прибор                   | Низкий уровень | Уровень 1 | Уровень 2 | Уровень 3 |
|--------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| bioMérieux               | •              | •         | •         | •         |
| Biosite Triage Meter Pro |                | •         | •         | •         |
| Diagnostica Stago        | •              | •         | •         | •         |
| IL ACL                   | •              | •         | •         | •         |
| Mitsubishi Pathfast      | •              | •         | •         |           |
| Roche/Hitachi Cobas      | •              | •         | •         | •         |
| Siemens BCS              | •              | •         | •         | •         |
| Siemens Immulite 2000    |                | •         | •         | •         |
| Siemens Stratus          | •              | •         | •         | •         |
| Sysmex CA Series         | •              | •         | •         | •         |

Указаны рекомендованные уровни.  
Полный перечень приборов см. в прилагаемой инструкции к доступным на данный момент лотам.

### Целевой уровень

|                | D-Димер, нг/мл (FEU)* |
|----------------|-----------------------|
| Низкий уровень | 250                   |
| Уровень 1      | 550                   |
| Уровень 2      | 1600                  |
| Уровень 3      | 3200                  |

Перечисленные целевые значения являются приблизительными. Фактические исследованные значения могут варьировать в зависимости от номера партии, типа анализатора, реагента, метода и калибратора.

\*Фибриногеновые эквивалентные единицы (FEU) = удвоенная масса D-Димер единиц (D-DU).

### Информация для заказа

| Кат. № | Liquichek D-dimer Control<br>Ликвичек Контроль «D-Димер» | Кол-во    |
|--------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 27100  | Низкий уровень . . . . .                                 | .6 x 1 мл |
| 27101  | Уровень 1 . . . . .                                      | .6 x 1 мл |
| 27102  | Уровень 2 . . . . .                                      | .6 x 1 мл |
| 27103  | Уровень 3 . . . . .                                      | .6 x 1 мл |