

Lyphocheck Quantitative Urine Control Липочек контроль «Количественный анализ мочи»

Содержит широкий спектр биохимических показателей для количественных исследований химических параметров мочи, определения биогенных аминов и гормонов. Продукт также содержит ХГЧ (тест на беременность) и микроальбумин в концентрациях, позволяющих выявить ранние стадии протеинурии и нефропатии.

- Основа: человеческая моча
- 2-летний срок годности для большинства аналитов при температуре хранения 2-8°C
- Широкий спектр аналитов и методов
- Стабильность восстановленного флакона для большинства аналитов: 5 дней при температуре 2-8°C



Аналиты

3-метокситирамин	Мышьяк	Гомованилиновая кислота (ГБК, НВА)	Порфирин (общий)
5-аминолевулиновая кислота (5-АЛК, 5-АЛА)	Барбитураты*	Гидроксипролин (свободный)*	Калий
5-гидроксииндол-уксусная кислота (5-HIAA)	Хлорид	Гидроксипролин (общий)	Тест на беременность (качественный)
11-β-гидроксиандростерон*	Медь*	Железо	Прегнатиол*
11-β-гидроксиэтиохоланолон*	Копропорфирин	Свинец	Белок (общий)
17-гидроксикортикостероиды	Кортизол (свободный)	Магний	Натрий
11-кетандростерон*	Креатин*	Ртуть	Удельная плотность
11-кетотихоланолон*	Креатинин	Метанефрин	Мочевина
17-кетостероиды	Цистин*	Метанефрин (общий)	Азот мочевины
17-кетогенные стероиды	Дегидроандростерон*	Микроальбумин	Мочевая кислота
Альдостерон	Дофамин	Норэпинефрин	Уропорфирины
Циклический аденозинмонофосфат (цАМФ, cAMP)	Адреналин	Норметанефрин	Ванилилминдальная кислота (ВМК, VMA)
Андристерон*	Эстриол (общий)*	Осмоляльность	Цинк*
	Этиохоланолон*	pH	
	Глюкоза	Фосфор	

*Данные по стабильности и концентрации отсутствуют.

Требования к специфическим аналитам и стабильности см. в инструкции к доступным на данный момент лотам.

Информация для заказа

Кат. №	Lyphocheck Quantitative Urine Control Липочек Контроль «Количественный анализ мочи»	Кол-во
376	Уровень 1, нормальный	12 x 10 мл
377	Уровень 2, патологический	12 x 10 мл

Liquichek Microalbumin Control Ликвичек Контроль «Микроальбумин»

Контрольный материал в жидкой форме на основе человеческой мочи, созданный с использованием человеческого альбумина, для оценки качества определения микроальбумина с помощью наиболее популярных аналитических систем.

- Основа: жидкая человеческая моча
- 2-летний срок годности при температуре 2-8°C
- Стабильность вскрытого флакона – 90 дней при температуре 2-8°C
- Аттестованные значения для большинства методов анализа

Указаны значения для экспресс-анализаторов



Аналиты

Креатинин
Микроальбумин

Требования к специфическим аналитам и стабильности см. в инструкции к доступным на данный момент лотам.

Информация для заказа

Кат. №	Liquichek Microalbumin Control Ликвичек Контроль «Микроальбумин»	Кол-во
378	Уровень 1	12 x 10 мл
379	Уровень 2	12 x 10 мл

Liquichek Urine Chemistry Control Ликвичек Контроль «Биохимия мочи»

Жидкий контрольный материал на основе человеческой мочи, разработанный для оценки качества биохимических методов исследования мочи. Концентрации аналитов представлены в количествах, подходящих как для автоматизированных анализов, так и для ручных методик.

- Аттестован для количественного определения микроальбумина и визуальных экспресс-тестов на беременность
- 2-летний срок годности при температуре 2-8°C
- Стабильность вскрытого флакона – 30 дней при температуре 2-8°C

Указаны значения для экспресс-анализаторов



Аналиты

Амилаза	Глюкоза	Фосфор	Натрий
Кальций	Магний	Калий	Удельная плотность
Хлорид	Микроальбумин	Тест на беременность	Мочевина
Кортизол	Осмоляльность	(качественный)	Азот мочевины
Креатинин	pH	Белок (общий)	Мочевая кислота

Требования к специфическим аналитам и стабильности см. в к доступным на данный момент лотам.

Информация для заказа

Кат. №	Liquichek Urine Chemistry Control Ликвичек Контроль «Биохимия мочи»	Кол-во
397	Уровень 1	12 x 10 мл
398	Уровень 2	12 x 10 мл

Liquichek Urinalysis Control Ликвичек Контроль «Общий анализ мочи»

Разработан специально для сухих биохимических тестов, «тест-полосок» и микроскопического исследования мочи.

- Основа: жидкая человеческая моча
- Разработан для сухих биохимических тестов и микроскопии
- Стабильность вскрытого флакона – 30 дней при температуре 2-25°C
- Срок годности 2,5 года при температуре 2-8°C
- В программе UNITY для данного контроля предоставляются наглядные отчеты по отчеты по межлабораторному сравнению результатов

Указаны значения для экспресс-анализаторов



Аналиты

Билирубин	Лейкоциты	Тест на беременность (ХГЧ, hCG)
Кровь	Микроальбумин	Белок (общий)
Четкость	Микроскопия (эритроциты, лейкоциты, кристаллы, цилиндры)	Отношение белок/креатинин
Цвет	Нитриты	Удельная плотность
Креатинин	Осмоляльность	Уробилиноген
Глюкоза	pH	
Кетоны		

Требования к специфическим аналитам и стабильности см. в инструкции к доступным на данный момент лотам.

Информация для заказа

Кат. №	Liquichek Urinalysis Control Ликвичек Контроль «Общий анализ мочи»	Кол-во
435	Двухуровневый (6 флаконов для каждого из 2 уровней)	12 x 12 мл
436	Уровень 1	12 x 12 мл
437	Уровень 2	12 x 12 мл

qUAntify Plus Control Контроль «Квантифи Плюс»

Контрольный материал для анализов мочи с помощью «тест-полосок» и микроскопического исследования мочи, выпускаемый в центрифужных пробирках объемом 12 мл или в пластиковых флаконах со съёмной крышкой объемом 120 мл.

- Жидкая форма
- Разработан для сухих биохимических тестов и микроскопии осадка мочи
- 2-летний срок годности при температуре 2-8°C
- Стабильность вскрытого флакона – 31 день при температуре 2-25°C
- В программе UNITY для данного контроля предоставляются отчеты по межлабораторному сравнению результатов

Указаны значения для экспресс-анализаторов



qUAntify Plus Level I	
Leukocytes	
neg.	
trace	
+/small	
++/mod.	
+++ /large	

Пример отчета группы
сравнения Unity

Аналиты

Альбумин	Креатинин	Микроальбумин	Тест на беременность (ХГЧ, hCG)
Отношение альбумин/креатинин	Глюкоза	Микроскопия (эритроциты, лейкоциты, кристаллы, цилиндры)	Белок (общий)
Аскорбиновая кислота*	Гемоглобин (ГТб, HGB)	Нитриты	Отношение белок/креатинин
Билирубин	Кетоны	pH	Удельная плотность
Кровь	Лейкоциты		Уробилиноген

*Было произведено исследование и получен отрицательный результат.
Требования к специфическим аналитам и стабильности см. в инструкции к доступным на данный момент лотам.

Информация для заказа

Кат. №	Контроль «Квантифи Плюс» qUAntify Plus Control	Кол-во
995	Двухуровневый (5 пробирок для каждого из 2 уровней)	10 x 12 мл
962	Двухуровневый (2 флакона для каждого из 2 уровней)	4 x 120 мл
963	Уровень 1	4 x 120 мл
964	Уровень 2	4 x 120 мл