




Контрольные материалы для диагностики инфекционных заболеваний

Гепатит и ретровирус

Виротрол I	88
Виротрол II	89
Виротрол IV	89
Вироклеар	90
Виротрол ВИЧ-2.	90

Врожденные/педиатрические заболевания

Виротрол ToRCH	91
Вироклеар ToRCH	91
Ликвичек контроль «ТОРЧ Плюс»	92
Виротрол MuMZ	92
Вироклеар EBV	92



Мультианалитные контрольные материалы для диагностики инфекционных заболеваний – Ваш выбор, если Вы желаете воспользоваться преимуществами объединения показателей

Преимущества наших контрольных материалов только начинаются с объединения показателей – наши контроли в жидкой форме готовы к использованию и обладают увеличенным сроком годности – от 18 до 36 месяцев при температуре 2-8°C.

Предлагая обширное меню контрольных материалов для контроля качества диагностики ВИЧ, гепатитов, ТОРЧ и других исследований, компания Bio-Rad выдвигает решение для программ контроля качества, включающих мониторинг качества диагностики инфекционных заболеваний. Теперь Вам не нужно довольствоваться контрольным материалом, содержащим один аналит, когда требуется исследовать множество показателей. Мы предлагаем несколько мультианалитных контрольных материалов, позволяющих нашим заказчикам объединить несколько тестов, для широкого спектра аналитических платформ и методик.

Преимущества наших контрольных материалов только начинаются с объединения показателей – Вы также почувствуете преимущества наших жидких контрольных материалов, готовых к использованию, и материалов с увеличенным сроком годности при температурах охлаждения (без замораживания), способных снизить степень необходимости аттестации значений новых контролей на протяжении всего срока годности материала. Словом, мы думаем, что лаборатории сами убедятся в преимуществах экономии времени, трудозатрат и экономически эффективного хранения продукции, воспользовавшись данными контрольными материалами от Bio-Rad.

VIROTROL I Виротрол I

Предназначен для использования с наборами для in vitro диагностики поверхностного антигена вируса гепатита В, антител к вирусу иммунодефицита человека типа I, антител к Т-лимфотропному вирусу человека типа I, антител к ядерному антигену вируса гепатита В, антител к вирусу гепатита С и антител к цитомегаловирусу в качестве неаттестованного контрольного материала.

- Основа: человеческая сыворотка
- 3-летний срок годности при температуре 2-8°C
- Стабильность вскрытого флакона – 60 дней при температуре 2-8°C
- Доступен в нескольких конфигурациях и объемах



Аналиты

Анти-ЦМВ (anti-CMV)
Анти-НВс
Анти-ВГС (anti-HCV)
Анти-ВИЧ-1 (anti-HIV-1)
Анти-HTLV-I
HBsAg

Требования к специфическим аналитам и стабильности см. в прилагаемой инструкции к доступным на данный момент лотам.

Информация для заказа

Кат. №	Виротрол I VIROTROL I	Кол-во	Кат. №	Кол-во	
00100A	Одноуровневый/флакон с дозатором	1 x 5 мл	00101C	Одноуровневый/пробирка	10 x 4 мл
00100C	Одноуровневый/флакон с дозатором	1 x 5 мл	00101E	Одноуровневый/пробирка	10 x 4 мл
00100E	Одноуровневый/флакон с дозатором	1 x 5 мл	00101F	Одноуровневый/пробирка	10 x 4 мл
00100F	Одноуровневый/флакон с дозатором	1 x 5 мл			
00100H	Одноуровневый/флакон с дозатором	1 x 5 мл			

VIOTROL II**Виротрол II**

Неаттестованный контрольный материал, предназначенный для использования с наборами для *in vitro* диагностики антител к поверхностному антигену вируса гепатита В и антител к вирусу гепатита А.

- Основа: человеческая сыворотка
- 3-летний срок годности при температуре 2-8°C
- Стабильность вскрытого флакона – 60 дней при температуре 2-8°C
- Доступен в нескольких конфигурациях и объемах

**Аналиты**

Анти-ВГА (anti-HAV)
Анти-HBs

Требования к специфическим анализам и стабильности см. в прилагаемой инструкции к доступным на данный момент лотам.

Информация для заказа

Кат. №	VIOTROL II Виротрол II	Кол-во	Кат. №	Кол-во	
00104A	Одноуровневый/флакон с дозатором	1 x 5 мл	00115A	Одноуровневый/пробирка	10 x 4 мл
00104B	Одноуровневый/флакон с дозатором	1 x 5 мл	00115B	Одноуровневый/пробирка	10 x 4 мл

VIOTROL IV**Виротрол IV**

Предназначен для использования с наборами для *in vitro* диагностики антител к оболочечному антигену вируса гепатита В в качестве неаттестованного контрольного материала.

- Основа: человеческая сыворотка
- 3-летний срок годности при температуре 2-8°C
- Стабильность вскрытого флакона – 60 дней при температуре 2-8°C

**Аналит**

Анти-НВе

Требования к специфическим анализам и стабильности см. в прилагаемой инструкции к доступным на данный момент лотам.

Информация для заказа

Кат. №	VIOTROL IV Виротрол IV	Кол-во
00111	Одноуровневый/флакон с дозатором	1 x 5 мл

VIROCLEAR Вироклеар

Предназначен для использования в качестве отрицательного неаттестованного контрольного материала. Отрицательный по маркерам к гепатиту, ретровирусу, сифилису и антителам к цитомегаловирусу.

- Основа: человеческая сыворотка
- Отрицательный по маркерам к множеству аналитов с учетом объединения их в продукте.
- 3-летний срок годности при температуре 2-8°C
- Стабильность вскрытого флакона – 60 дней при температуре 2-8°C
- Доступен в нескольких конфигурациях и объемах



Аналиты

Отрицательный по маркерам:

Анти-ЦМВ (anti-CMV)	Анти-HTLV-II BGA IgM
Анти-ВГА (anti-HAV)	HBs IgM
Анти-HBc	HBsAg
Анти-HBe	ВИЧ-1 Аг*
Анти-HBs	Нетрепонеменные антитела (антитела в реакции Вассермана)
Анти-ВГС (anti-HCV)	<i>Treponema pallidum</i> (Сифилис) IgG
Анти-ВГД (anti-HDV)	<i>Treponema pallidum</i> (Сифилис) IgM
Анти-ВИЧ-1 (anti-HIV-1)	
Анти-ВИЧ-2 (anti-HIV-2)	
Анти-HTLV-I	

*Только в США.
Требования к специфическим аналитам и стабильности см. в прилагаемой инструкции к доступным на данный момент лотам.

Информация для заказа

Кат. №	VIROCLEAR Вироклеар	Кол-во
00106	Одноуровневый/флакон с дозатором	1 x 5 мл
00112	Одноуровневый/пробирка	10 x 4 мл

VIROTROL HIV-2 Виротрол ВИЧ-2

Предназначен для использования с наборами для *in vitro* диагностики антител к вирусу иммунодефицита человека типа 2 в качестве неаттестованного контрольного материала.

- Основа: человеческая сыворотка
- 2-летний срок годности при температуре 2-8°C
- Стабильность вскрытого флакона – 60 дней при температуре 2-8°C



Аналит

Анти-ВИЧ-2 (anti-HIV-2)

Требования к специфическим аналитам и стабильности см. в прилагаемой инструкции к доступным на данный момент лотам.

Информация для заказа

Кат. №	VIROTROL HIV-2 Виротрол ВИЧ-2	Кол-во
00105A	Одноуровневый/флакон с дозатором	1 x 5 мл
00105B	Одноуровневый/флакон с дозатором	1 x 5 мл
00105C	Одноуровневый/флакон с дозатором	1 x 5 мл

VIOTROL ToRCH
Виротрол ToRCH

Предназначен для использования с наборами для *in vitro* диагностики IgG-антител к *Toxoplasma gondii*, IgG-антител к вирусу краснухи, IgG-антител к цитомегаловирусу и IgG-антител к вирусу простого герпеса типа 1 и 2 в качестве неаттестованного контрольного материала.

- Основа: человеческая сыворотка
- 2-летний срок годности при температуре 2-8°C
- Стабильность вскрытого флакона – 60 дней при температуре 2-8°C

**Аналиты**

Toxoplasma gondii IgG
Цитомегаловирус (ЦМВ, CMV) IgG
Вирус простого герпеса тип 1 (ВПГ-1, HSV-1) IgG
Вирус простого герпеса тип 2 (ВПГ-2, HSV-2) IgG
Вирус краснухи IgG

Требования к специфическим анализам и стабильности см. в прилагаемой инструкции к доступным на данный момент лотам.

Информация для заказа

Кат. №	VIOTROL ToRCH Виротрол ToRCH	Кол-во
00109	Одноуровневый/флакон с дозатором	1 x 5 мл

VIOTROL ToRCH-M
Виротрол ToRCH-M

Предназначен для использования с наборами для *in vitro* диагностики IgG- и IgM-антител к *Toxoplasma gondii*, IgG- и IgM-антител к вирусу краснухи, IgG- и IgM-антител к цитомегаловирусу и IgG-антител к вирусу простого герпеса типа 1 и 2 в качестве неаттестованного контрольного материала.

- Основа: человеческая сыворотка
- 2-летний срок годности при температуре 2-8°C
- Стабильность вскрытого флакона – 60 дней при температуре 2-8°C

**Аналиты**

Toxoplasma gondii IgG
Toxoplasma gondii IgM
Цитомегаловирус (ЦМВ, CMV) IgG
Цитомегаловирус (ЦМВ, CMV) IgM
Вирус простого герпеса тип 1 (ВПГ-1, HSV-1) IgG
Вирус простого герпеса тип 2 (ВПГ-2, HSV-2) IgG
Вирус краснухи IgG
Вирус краснухи IgM

Требования к специфическим анализам и стабильности см. в прилагаемой инструкции к доступным на данный момент лотам.

Информация для заказа

Кат. №	VIOTROL ToRCH-M Виротрол ToRCH-M	Кол-во
00117B	Одноуровневый/флакон с дозатором	1 x 5 мл

VIROCLEAR ToRCH
Вироклеар ToRCH

Предназначен для использования с наборами для *in vitro* диагностики IgG- и IgM-антител к *Toxoplasma gondii*, IgG- и IgM-антител к вирусу краснухи, IgG- и IgM-антител к цитомегаловирусу и IgG- и IgM-антител к вирусу простого герпеса типа 1 и 2 в качестве неаттестованного отрицательного контрольного материала.

- Основа: человеческая сыворотка
- 2-летний срок годности при температуре 2-8°C
- Стабильность вскрытого флакона – 60 дней при температуре 2-8°C

**Аналиты****Отрицательный по маркерам:**

Toxoplasma gondii IgG
Toxoplasma gondii IgM
Цитомегаловирус (ЦМВ, CMV) IgG
Цитомегаловирус (ЦМВ, CMV) IgM
Вирус простого герпеса тип 1 (ВПГ-1, HSV-1) IgG
Вирус простого герпеса тип 1 (ВПГ-1, HSV-1) IgM
Вирус простого герпеса тип 2 (ВПГ-2, HSV-1) IgG
Вирус простого герпеса тип 2 (ВПГ-2, HSV-2) IgM
Вирус краснухи IgG
Вирус краснухи IgM

Требования к специфическим анализам и стабильности см. в прилагаемой инструкции к доступным на данный момент лотам.

Информация для заказа

Кат. №	VIROCLEAR ToRCH Вироклеар ToRCH	Кол-во
00118	Одноуровневый/флакон с дозатором	1 x 5 мл

Liquichek ToRCH Plus Control Ликвичек Контроль «ТОРЧ Плюс»

Двухуровневый контрольный материал в жидкой форме, предназначенный для контроля качества исследований в широком спектре серологических методик. Положительный и отрицательный контроли позволяют осуществлять контроль качества тест-систем на уровнях принятия критических решений.

- Основа: жидкая человеческая сыворотка
- 3-летний срок годности при температуре 2-8°C
- Стабильность вскрытого флакона – 60 дней при температуре 2-8°C
- Положительный и отрицательный контроли упакованы отдельно.



Аналиты

Helicobacter pylori IgG
Toxoplasma gondii IgG
Treponema pallidum (Сифилис) IgG
Цитомегаловирус (ЦМВ, CMV) IgG
Вирус Эпштейна–Барра (ЭБВ, VCA) IgG
Вирус простого герпеса тип 1
(ВПГ-1, HSV-1) IgG
Вирус простого герпеса тип 2
(ВПГ-2, HSV-2) IgG
Вирус краснухи IgG
Сифилис анти-кардиолипиновые
антитела (RPR)
Вирус ветряной оспы (*Varicella Zoster*)
(VZV) IgG

Требования к специфическим анализам и стабильности см. в прилагаемой инструкции к доступным на данный момент лотам.

Информация для заказа

*Аттестованный контрольный материал доступен только за пределами США.

Кат. №	Liquichek ToRCH Plus Control Ликвичек Контроль «ТОРЧ Плюс»	Кол-во
239	Положительный	.3 x 3 мл
227	Положительный аттестованный*	.3 x 3 мл
228	Отрицательный	.3 x 3 мл

VIROTROL MuMZ/Виротрол MuMZ

Предназначены для использования в качестве неаттестованных контрольных материалов для диагностики IgG-антител к вирусу свинки, IgG-антител к вирусу кори и IgG-антител к вирусу ветряной оспы.

- Основа: человеческая сыворотка
- 2-летний срок годности при температуре 2-8°C
- Стабильность вскрытого флакона – 60 дней при температуре 2-8°C



Аналиты

Вирус свинки IgG
Вирус кори IgG
Вирус ветряной оспы (*Varicella Zoster*)
(VZV) IgG

Требования к специфическим анализам и стабильности см. в прилагаемой инструкции к доступным на данный момент лотам.

Информация для заказа

Кат. №	VIROTROL MuMZ/Виротрол MuMZ	Кол-во
00119	Одноуровневый/флакон с дозатором	.1 x 5 мл

VIROCLEAR EBV Вироклеар EBV

Предназначен для использования с наборами для *in vitro* диагностики IgG- и IgM-антител к капсидному антигену вируса Эпштейна–Барра, IgG-антител к раннему антигену вируса Эпштейна–Барра и IgG-антител к ядерному антигену вируса Эпштейна–Барра в качестве неаттестованного отрицательного контрольного материала.

- Основа: человеческая сыворотка
- 2-летний срок годности при температуре 2-8°C
- Стабильность вскрытого флакона – 60 дней при температуре 2-8°C



Аналиты

Отрицательный по маркерам:

Капсидный антиген ЭБВ (EBNA) IgG
Ранний антиген ЭБВ (EBV EA) IgG
Вирус Эпштейна–Барра (ЭБВ, VCA) IgG
Вирус Эпштейна–Барра (ЭБВ, VCA) IgM

Требования к специфическим анализам и стабильности см. в прилагаемой инструкции к доступным на данный момент лотам.

Информация для заказа

Кат. №	VIROCLEAR EBV Вироклеар EBV	Кол-во
00131	Одноуровневый/флакон с дозатором	.1 x 5 мл