



Компания Bio-Rad предлагает широкий выбор контрольных материалов для исследования газов крови, полностью отвечающих всем Вашим требованиям

Для анализаторов газов крови с обширным меню параметров – электролиты, глюкоза и лактоза.

Результаты анализов газов крови времязависимы и предоставляют врачам-специалистам жизненно важную информацию, как правило, требующую принятия срочных мер. Именно поэтому приборы для анализа газов крови располагаются непосредственно на или рядом с местом лечения пациента – в реанимационных отделениях, операционных, отделениях скорой помощи и других местах оказания неотложной помощи. При этом часто возникает вопрос: «Как хранить контрольные материалы, требующие холодильного хранения?» Компания Bio-Rad предлагает для ежедневного контроля качества контрольные материалы для исследования газов крови на водной основе и на основе красителя, хранящиеся при комнатной температуре (до 25°C).

Представленные компанией Bio-Rad контрольные материалы для анализа газов крови способны удовлетворить широкий ряд потребностей лаборатории. Существуют различные контрольные материалы Liquichek Blood Gas control/Ликвичек Контроль «Газы крови», содержащие или не содержащие электролиты, или содержащие электролиты, глюкозу и лактозу. Контроли представлены в индивидуальной упаковке, содержащей один или несколько уровней.

Пользователям контрольных материалов для исследования газов крови доступны отчеты Межлабораторной программы контроля качества Unity.

Liquichek Blood Gas Control Ликвичек Контроль «Газы крови»

Контрольный материал на водной основе, предназначенный для контроля качества измерения pH, парциального давления CO₂ и O₂.

- Выпускается в 3 уровнях
- 4-летний срок годности при температуре 18-25°C
- Аттестован для широкого спектра приборов
- Цветная кодировка для легкой идентификации

Указаны значения для экспресс-анализаторов



Аналиты

pCO₂
pH
pO₂

Требования к специфическим аналитам и стабильности см. в прилагаемой инструкции к доступным на данный момент лотам.

Информация для заказа

Кат. №	Liquichek Blood Gas Control Ликвичек Контроль «Газы крови»	Кол-во
571	Уровень 1	30 x 1.7 мл
572	Уровень 2	30 x 1.7 мл
573	Уровень 3	30 x 1.7 мл

Liquichek Blood Gas Plus E Control Ликвичек Контроль «Газы крови и электролиты»

Контрольный материал на водной основе, предназначенный для контроля качества измерения pH, парциального давления CO₂ и O₂ и содержания электролитов.

- Не содержит консервантов и буферных фосфатов
- 4-летний срок годности при температуре 2-25°C
- Аттестован для широкого спектра приборов

Указаны значения для экспресс-анализаторов



Аналиты

Кальций (ионизированный)
Хлорид
pCO₂
pH
pO₂
Калий
Натрий

Требования к специфическим аналитам и стабильности см. в прилагаемой инструкции к доступным на данный момент лотам.

Информация для заказа

Кат. №	Liquichek Blood Gas Plus E Control Ликвичек Контроль «Газы крови и электролиты»	Кол-во
576	Уровень 1	30 x 1.7 мл
577	Уровень 2	30 x 1.7 мл
578	Уровень 3	30 x 1.7 мл

Liquichek Blood Gas Plus EGL Control Ликвичек Контроль «Газы крови, электролиты, глюкоза, лактат»

Контрольный материал на водной основе, предназначенный для контроля качества измерения pH, парциального давления CO₂ и O₂, электролитов, глюкозы, лактата (молочной кислоты) и магния.

- Не содержит консервантов и буферных фосфатов
- 3-летний срок годности при температуре 2-8°C
- Возможность хранения до 12 месяцев при температуре 20-25°C

Указаны значения для экспресс-анализаторов



Аналиты

Кальций (ионизированный)
Хлорид
Глюкоза
Лактат (молочная кислота)
Литий
Магний
pCO₂
pH
pO₂
Калий
Натрий

Требования к специфическим аналитам и стабильности см. в прилагаемой инструкции к доступным на данный момент лотам.

Информация для заказа

Кат. №	Liquichek Blood Gas Plus EGL Control Ликвичек Контроль «Газы крови, электролиты, глюкоза, лактат»	Кол-во
511	Уровень 1	30 x 1.7 мл
512	Уровень 2	30 x 1.7 мл
513	Уровень 3	30 x 1.7 мл

Карта аналитов, содержащихся в контрольных материалах для исследования газов крови

Аналиты	Газы крови	Газы крови и электролиты	Газы крови, электролиты, глюкоза, лактат
● Присутствующий аналит			
Хлорид		●	●
Кальций (ионизированный)		●	●
Глюкоза			●
Лактат (молочная кислота)			●
Литий			●
Магний			●
pCO ₂	●	●	●
pH	●	●	●
pO ₂	●	●	●
Калий		●	●
Натрий		●	●