



Регулярное использование контрольных материалов для молекулярно-генетических исследований Bio-Rad экономит время и деньги

Компания Bio-Rad может помочь Вам определить подходящий и простой в использовании контрольный материал для диагностики *Chlamydia trachomatis*, *Neisseria gonorrhoeae*.

Молекулярно-генетические исследования бескомпромиссно требуют наличия хороших методик. Ваши стандарты контроля качества должны играть важную роль в достижении стабильности и достоверности выдаваемых Вами результатов молекулярно-генетических анализов. В силу того, что компоненты молекулярно-генетических исследований – экстрагирование, амплификация и детекция – могут задействовать весьма сложные технологии, мероприятия в рамках контроля качества Вашей лаборатории должны проводиться максимально добросовестно. Регулярное использование контрольных материалов для молекулярно-генетических исследований от Bio-Rad может

облегчить процесс детектирования сдвигов или тенденций и, наконец, доказать свою рентабельность своевременным выявлением тенденции к понижению показателей качества, до возникновения отказа во время испытаний.

Всего лишь единицы лабораторий обладают достаточными ресурсами или намерением производить собственные контрольные материалы. Компания Bio-Rad может помочь Вам определить подходящий и простой в использовании контрольный материал для диагностики *Chlamydia trachomatis* (CT), *Neisseria gonorrhoeae* (GC).

AmpliTrol CT/GC АмплиТрол СТ/ГС

Предназначен для использования в качестве неаттестованного контрольного материала в тестах, основанных на амплификации нуклеиновых кислот, для выявления *Chlamydia trachomatis* и *Neisseria gonorrhoeae*.

- Основа: человеческая сыворотка
- 2-летний срок годности при температуре 2-8°C
- Стабильность вскрытого флакона – 60 дней при температуре 2-8°C



Аналиты

Chlamydia trachomatis
Neisseria gonorrhoeae

Требования к специфическим аналитам и стабильности см. в прилагаемой инструкции к доступным на данный момент лотам.

Информация для заказа

Кат. №	AmpliTrol CT/GC АмплиТрол СТ/ГС	Кол-во
00126	Одноуровневый/флакон с дозатором	1 x 5 мл

Контрольный материал SARS-CoV-2, Flu, RSV



- Целые инактивированные вирусы SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B, Respiratory Syncytial Virus (A)
- Концентрации измерены методом капельной цифровой ПЦР
- Матрица высокого качества с геномной ДНК человека
- Срок годности 2 года

Информация для заказа

Артикул #	Описание
COVFLU	Положительный 5 x 1.0 мл
COVFLUNEG	Отрицательный 5 x 1.0 мл

Показатели

Целые инактивированные вирусы
SARS-Cov-2
Influenza A-H1N1
Influenza B
Respiratory Syncytial Virus (A)

Контрольный материал SARS-CoV-2



- Содержит гены E, N, ORF1ab, RdRP и S
- Концентрации измерены методом капельной цифровой ПЦР
- Матрица высокого качества с геномной ДНК человека
- Срок годности 18 месяцев

Информация для заказа

Артикул #	Описание
COV019	Положительный 5 x 0.3 мл
COV000	Отрицательный. 5 x 0.3 мл

Только для научных исследований.

Не для использования в диагностических процедурах.

Показатели

SARS-CoV-2 Гены
E
N
ORF1ab
RdRP
S

Контрольный материал SARS-CoV-2 S Gene Variant



- Концентрации измерены методом капельной цифровой ПЦР
- Матрица высокого качества с геномной ДНК человека
- Срок годности 18 месяцев при -20°C
- Срок годности 12 месяцев при 2-8°C

Информация для заказа

Артикул #	Описание
COVA	Alpha Variant 1 x 0.25 мл
COVB	Beta Variant 1 x 0.25 мл
COVE	Epsilon Variant 1 x 0.25 мл
COVG	Gamma Variant. 1 x 0.25 мл

Только для научных исследований.

Не для использования в диагностических процедурах.

Показатели

Синтетические РНК транскрипты
Alpha Variant (B.1.1.7)
Beta Variant (B.1.351)
Epsilon Variant (B.1.427, B.1.429)
Gamma Variant (P.1)



**Bio-Rad
Laboratories, Inc.**

ООО «Био-Рад Лаборатории»
105064, Москва, Нижний Сусальный пер., д. 5, стр. 5а
Телефон (495) 721-1404 • Факс (495) 721-1412
diag_support_rcis@bio-rad.com

Clinical
Diagnostics Group

Website www.bio-rad.com/qualitycontrol U.S. 1 800 224 6723 Australia +61 (2) 9914 2800 Austria +43 (0) 1 877 89 01 9 Belgium +32 (0) 3 710 53 00 Brazil +55 11 3065 7550
Canada +1 514 334 4372 China +86 21 6169 8500 Czech Republic +420 241 431 660 Denmark +45 44 52 10 00 Finland +358 9 804 22 00 France +33 (0) 1 47 95 60 00
Germany +49 (0) 89 31884 393 Greece +30 210 7774396 Hong Kong +85 2 2789 3300 Hungary +36 1 459 6190 India +91 124 4029300 Israel +972 03 963 6025
Italy +39 024 94 86 600 Japan +81 3 6361 7070 Korea +82 080 007 7373 Mexico +52 (55) 5488 7670 The Netherlands +31 (0) 318 540 666 New Zealand +64 (9) 415 2280
Norway +47 23 38 41 30 Poland +48 22 331 99 99 Portugal +351 21 47 27 700 Russia +7 495 721 1404 Singapore +65 6415 3170 South Africa +27 11 442 8508
Spain +34 91 490 6580 Sweden +46 844 98053 Switzerland +41 (0) 61 717 9555 Taiwan +886 (2) 2578 7189 Thailand (662) 651 8311 United Kingdom +44 (0) 1923 471301

BIO-RAD is a trademark of Bio-Rad Laboratories, Inc. in certain jurisdictions. All trademarks used herein are the property of their respective owner.

QSD20-0450 Q-1679 Rev. 11/2020r2